

KL MED-S

Sistem de apelare personal medical, cu semnale vocale și luminoase

Un sistem ușor și fiabil, creat pe ntru folosință îndelungată, cu opțiuni flexibile

Sistemul **KL MED-S** trimite semnale sonore și luminoase de lângă patul pacientului, precum și semnale de alarmă din sălile de baie. Se recomandă instalarea acestui sistem în acele locuri în care contactul verbal nu este necesar.

Informații generale despre sistem

Sistemul poate fi folosit în saloane de spital obișnuite, centre de sănătate, spa-uri, locuințe sociale, azile de bătrâni etc. Printre avantajele sistemului se numără fiabilitatea, ușurința de folosire și flexibilitatea. Cablarea și instalarea sistemului fiind simple, schimbarea sau actualizarea sistemelor vechi se poate realiza fără a fi nevoie de re-cablare. Sistemul poate fi instalat de orice persoană cu cu minime cunoștințe de electricitate, dacă se folosește manualul de instalare.

Odată instalat, sistemul poate fi actualizat sau folosit pe scară mai mare, în termeni de unitate centrală, număr de camere și număr de apeluri.

O scurtă descriere a sistemului KL MED-S

Unitatea centrală e amplasată în camera asistentelor și oferă informații despre apelurile primite. Aceasta e compusă dintr-un ecran alfanumeric de 8 numere, care trimite semnale sonore și luminoase și indică de asemenea din ce cameră/sală de baie s-a primit apelul. Asistentele nu pot șterge apelurile pe unitatea centrală, pot fac acest lucru doar la locul de unde s-a efectuat apelul.

Dispozitivul asistentei e amplasat de pereții din saloanele de spital. Cu ajutorul acestuia asistentele pot șterge apeluri, își pot indica prezența sau pot suna altă asistentă.



KL MED-S Unitatea centrală



Dispozitivul asistentei

Dispozitivul pacientului e amplasat lângă pat. Pacienții pot apela personalul medical apăsând butonul de pe dispozitiv. Aceste dispozitive sunt conectate la **mufele dispozitivului pacientului** de pe perete. Pot fi ținute pe pat, pe masă sau în **compartimentele speciale de perete**.

Lămpile de semnalizare sunt plasate de obicei deasupra ușilor saloanelor, pe pereții coridoarelor. Acestea ajută personalul medical să identifice locul apelului. Lumina roșie indică un apel, lumina galbenă prezența unei asistente. Echipamentele de control cameră sunt incorporate în lămpi.

Sălile de baie din cameră sau cele exterioare sunt echipate cu **butoane sau întrerupătoare de urgență**, care pot fi folosite pentru a efectua apeluri de urgență. Aceste întrerupătoare sau butoane pot fi amplasate lângă cabinele de dus, căzi de baie, vase de toaletă și chiuvete.

Detalii sistem

- Până la 32 de camera de spital deservite de 1 unitate centrală
- Număr nelimitat de apeluri pe cameră
- Ecran alfanumeric, indică apelurile primite, numărul camerei și al patului, dacă apelul e efectuat din salon, sală de baie etc
- Opțiuni de redirectionare a apelului în cazul unităților central conectate
- Monitorizare săli de baie
- Suprafață ușor de curățat
- Posibilitate de înregistrare a incidentelor, fie în serverul central, fie pe memoria internă
- Posibilitate include system GSM – cu opțiune trimitere SMS-uri
- Posibilitate de lărgire flexibilă a ariei de operare a sistemului
- Rapid și fiabil
- 1 an garanție inițială, posibilitate de mărire a perioadei

Certificări

- EN ISO 9001:2008
- MSz EN ISO 13485:2010



Dispozitivul pacientului



Lămpile de semnalizare

KLIMEX Medical Ltd.

H-1147 Budapest, Kerégyártó u. 20.

Phone: (+36) 1 354 1465 • (+36) 1 353 4707 • Fax: (+36) 1 220 6466

www.klimexmedical.hu • e-mail: klimexmedical@klimexmedical.hu